

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 05.01.2018r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/88/2017 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do dezynfekcji transportem wykonawcy lub na jego koszt do jednostek Zamawiającego:

- a) Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej w Sokołowsku „Biały Orzeł” Sokołowsko ul. Parkowa, 58-351 Sokołowsko
- b) DWD Odrodzenie Sokołowsko ul. Główna 15, 58-351 Sokołowsko
- c) Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc, Rościszów 11, 58-250 Pieszyce;
- d) Sanatorium Uzdrawiskowe "AZALIA" ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno Zdrój,
- e) Sanatorium Uzdrawiskowe "ZIMOWIT" ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój
- f) Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK", Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1

Pytanie dot. poz. Nr 9

W związku z wycofaniem z produkcji preparatu Esemtan hand emulsion, prosimy o dopuszczenie preparatu - Esemtan skin lotion w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk i ciała, oparty na koncepcji oleju w wodzie, zawierający olejek jojoba i wosk pszczoły, nie zawiera barwników. Kosmetyk w opakowaniu a 500 ml.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza ale nie wymaga wskazanego rozwiązania.

Pytanie 2

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z zadania 1: Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min. 150 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba)-
Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z zadania 1: Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papowa) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

3. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z zadania 2: Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i odporne na działanie alkoholu na bazie etanolu i izopropylu oraz dezynfekcji skóry rąk. B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno) do 1 minuty i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba)-
Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba)-
Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że

Ad.1 nie wydzieli osobnego pakietu, ale dopuszcza (ale nie wymaga) wskazanych produktów zamiennych przy założeniu, że spełniają pozostałe wymogi, tj. głównie nie zawierają one związków amoninowych, aldehydów i innych oraz że można je stosować do powierzchni wykonanych z poliwęglanu..

Ad.2 nie wydzieli osobnego pakietu, ale dopuszcza (ale nie wymaga) wskazanych produktów zamiennych przy założeniu, że spełniają pozostałe wymogi, tj. głównie możliwość użycia w pionie żywieniowym, wyrób medyczny klasy IIA

Ad.3 nie dopuszcza wskazanego rozwiązania – zbyt długi czas dezynfekcji.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.01.2018r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Barbara Grzegorzczak